



Var kan jag hitta mjukvaran diasend® Uploader?

Besök <https://support.diasend.com/hc/sv/articles/211830049-Var-kan-jag-hitta-mjukvaran-diasend-Uploader-> eller följ nedanstående instruktioner:

Ny användare

När du skapar ett diasend®-konto, har du möjlighet att installera programvaran diasend® Uploader i sista steget av registreringsprocessen.



1 Inloggningsuppgifter 2 Patientuppgifter 3 Dela data 4 Bekräfta registrering

Tack

Ditt diasend® Personal-konto har nu registrerats.

För att du ska kunna ladda upp din data till ditt diasend® Personal-konto måste du först ha installerat verktyget diasend® Uploader (kostnadsfritt) på din dator.

 

När du har installerat diasend® Uploader på din PC eller Mac kommer du att ha möjlighet att ladda upp din data till ditt diasend®-konto. För att hämta instruktioner för installation och användning av diasend® Uploader, gå till filen support på vår webbplats.

Observera: Det kan krävas en överföringskabel som är specifikt avsedd för din enhet för att du ska kunna ladda upp din data. Se användarmanualen för din enhet eller kontakta återförsäljaren av din enhet.

Tack för att du valt diasend® Personal! Du kan nu [logga in!](#)

Kom igång med hjälp av guider [här](#).

För att din vårdgivare ska kunna se dina blodsockerkurvor behöver du ange klinikkoden 83-16750. Detta gör du när du är inloggad på Diasend (www.diasend.com) under fliken "Dela data".

Enhet: Medicinskt Centrum	Sida: 1 (2)
Dokumentägare: Jessica Ankerhag Vårdenhetschef Medicinskt Centrum Medicinkliniken	Giltigt från: 2020-09-14
Dokument-ID: 18773640	Version: 1.0

Befintlig användare

Om du redan har ett diasend®-konto, men behöver installera mjukvaran diasend® Uploader, vänligen logga in på ditt konto och gå till "Verktyg".

VERKTYG

The screenshot shows the diasend user interface. At the top right, the diasend logo is visible. Below it, the navigation bar includes 'Granska min data', 'VERKTYG', 'KONTOADM.', and 'LOGGA UT'. The 'VERKTYG' menu item is highlighted with an orange underline. Below the navigation bar, there are buttons for 'Dela data', 'Anslut app', 'Nya uppdateringar (Jul 2019)', and 'Kundsupport'. The user's name 'Anna Andersson' is displayed, along with a PDF icon. Below this, the 'diasend® Uploader' section is shown. It contains a paragraph explaining that the user must have installed the diasend® Uploader software on their computer. Two download buttons are provided: 'diasend® Uploader for Windows' and 'diasend® Uploader for OS X'. Below these buttons, there is a paragraph of instructions and a note about the need for a transfer cable. At the bottom of the page, there are links for 'General Terms and Conditions' and 'Privacy Policy', and the version number 'R8u03'.

För att din vårdgivare ska kunna se dina blodsockerkurvor behöver du ange klinikkoden 83-16750. Detta gör du när du är inloggad på Diasend (www.diasend.com) under fliken "Dela data".

Enhet: Medicinskt Centrum	Sida: 2 (2)
Dokumentägare: Jessica Ankerhag Vårdenhetschef Medicinskt Centrum Medicinkliniken	Giltigt från: 2020-09-14
Dokument-ID: 18773640	Version: 1.0